

Fio Dental On Guard™

dōTERRA® | EUROPE

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO



CPTG™

Ingredientes: Nylon, Cera Microcristalina, Óleo de Casca de Citrus Aurantium Dulcis (Laranja), Óleo de Rebento de Eugenia Caryophyllus (Cravinho), Óleo de Folha de Cinnamomum Zeylanicum, Óleo de Casca de Cinnamomum Zeylanicum, Óleo de Folha de Eucalyptus Globulus, Óleo de Folha de Rosmarinus Officinalis (Alecrim).

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Mergulhado duas vezes na mistura de óleos essenciais On Guard.
- Ajuda a remover a placa e os restos dos alimentos dos dentes e gengivas.
- Deixa a boca com um sensação fresca e limpa.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Mergulhado duas vezes na Mistura de Óleos Essenciais On Guard CPTG™, este fio dental de nylon ajuda a remover a placa, o que tem demonstrado reduzir a cárie dentária. Para obter os melhores resultados, execute movimentos firmes mas suaves com o fio dental. Passe o fio dental como parte da rotina de cuidados diários.

UTILIZAÇÕES

- Guarde na mala ou na mochila para utilizar comodamente onde quer que esteja.
- Para obter os melhores resultados, utilize em conjunto com a linha de produtos On Guard.
- Utilize como indicado todos os dias para melhorar a sua rotina de cuidados diários.

INDICAÇÕES DE USO

Corte 30 a 45 cm de fio e enrole-o à volta dos dedos do meio. Faça deslizar o fio suavemente de trás para a frente entre os dentes e na parte inferior junto à linha da gengiva para remover a placa e os alimentos. Utilize depois de escovar os dentes com a Pasta de Dentes Branqueadora On Guard.

PRECAUÇÕES

Utilize apenas como indicado. Mantenha fora do alcance das crianças.