

# PB Assist®+

## 益生菌防護膠囊

### 產品介紹

PB Assist+ 益生菌防護膠囊為一款結合益菌生纖維和六種益生菌微生物群並使用獨特雙層膠囊的專利配方。其提供六十億菌種 (CFUs) 的活性益生菌群及可溶性益菌生果寡糖 (FOS)。PB Assist+ 益生菌防護膠囊以獨特、安全又有效的方式帶來益生菌。

### 使用方式

每月連續十天、一天三次、每次一顆雙層膠囊 可增加服用次數或延長服用天數。PB Assist®+ 益生菌防護膠囊也可於旅行時增強消化免疫力或每天一次使用。

### 注意事項

開始服用益菌生果寡糖和益生菌時、有些人的消化時間和腸道運作會有所改變。這些情況對大部分的人來說較為溫和且幾天後便會消失。懷孕或哺乳的女性以及接受治療者請先諮詢醫生再使用。包裝與膠囊受到損毀時請勿服用。

說明：PB Assist+ 益生菌防護膠囊採用雙層膠囊技術不需冷藏，但仍建議未開瓶PB Assist+ 益生菌防護膠囊需儲存於陰涼乾燥處，開瓶後則請放置冰箱冷藏。

### 問與答

Q: 為何我需要六種益生菌種及 60 億 CFUs 的益生菌？


A: 擁有六種獨特的菌種能幫助促進菌群健康的生長與運作。它們能維護腸道內的消化及免疫功能。這一些特殊菌群每種都已經研究顯示擁有易於腸道內附著並生長的傾向。每顆膠囊中60億CFUs能提供有益健康、適量的益菌。

Q: 益生菌與益菌生的差別？

A: 益菌生是常見於蔬菜水果中的難消化性纖維且會辨別好菌促進其生長同時抑制腸道內不利健康的微生物滋長。益生菌則是能維護腸道有益菌群健康增長的微生物。

Q: 為何益生菌與益菌生需要藉由內外膠囊分開？

A: 這項特別的傳送技術為幫助確保活性菌群能釋放至小腸中所



設計。外層膠囊必須溶解後，懸浮於黏性液體中的果寡糖益菌生纖維才會於消化液中溶解，最後內層膠囊也才依序溶解。

Q: 內層的綠色膠囊是否含有任何的合成色素？

A: PB Assist+ 益生菌防護膠囊中的綠色內層膠囊源自葉綠素，為從植物中取用的全天然綠色顏料。

Q: 是否應與 GX Assist® 腸道淨化腸溶膠囊食品一同服用？

A: 我們建議使用 GX Assist® 腸道淨化腸溶膠囊食品連續十天（每天三顆膠囊與餐服用），接著再服用 PB Assist+ 益生菌防護膠囊十天（每天三顆），之後可單獨服用 PB Assist+ 益生菌防護膠囊。（每天一顆膠囊）

Q: 是否需要將 PB Assist+ 益生菌防護膠囊置於冰箱保存？

A: 必須要將 PB Assist+ 益生菌防護膠囊遠離溫熱處，但不需要放置於冰箱。PB Assist+ 益生菌防護膠囊已經保存期測試且能於常溫中保持其活性。乾燥的益生菌群如 PB Assist+ 益生菌防護膠囊所使用的種類在進入腸道及接觸水氣前不會受到刺激而活化。

## Supplement Facts

Serving Size: 1 double-layer vegetable capsule  
Servings per container: 30

	Amount Per Serving	% DV
PB Assist+ Probiotic Blend:	6 Billion CFU	**
L. acidophilus, B. lactis, L. salivarius, L. casei, B. longum, B. bifidum		
FOS (Short Chain) prebiotic	50 mg	**

\*\*Daily Value Not Established

**Other ingredients:** Vegetable Glycerin, Vegetable Hypromellose, Vegetable Cellulose, Magnesium Stearate, Silica, Chlorophyllin