

PB Assist+®

Campuran Minuman Botani
Epal dengan Probiotik



dōTERRA
PB Assist+®
Botanical Beverage Mix
Apple with Probiotics
Campuran Minuman Botani
Epal dengan Probiotik
12 Billion CFU
25 sachets / paket
Net Wt. / Berat Bersih: 30g (2g x 15)

dōTERRA
PB Assist+®
Botanical Beverage Mix
Apple with Probiotics
Campuran Minuman Botani
Epal dengan Probiotik
12 Billion CFU
25 sachets / paket
Net Wt. / Berat Bersih: 30g (2g x 15)

dōTERRA
PB Assist+®
Botanical Beverage Mix
Apple with Probiotics
Campuran Minuman Botani
Epal dengan Probiotik
12 Billion CFU
25 sachets / paket
Net Wt. / Berat Bersih: 30g (2g x 15)

dōTERRA
PB Assist+®
Botanical Beverage Mix
Apple with Probiotics
Campuran Minuman Botani
Epal dengan Probiotik
12 Billion CFU
25 sachets / paket
Net Wt. / Berat Bersih: 30g (2g x 15)



SALURAN PENCERNAAN YANG SIHAT ADALAH ASAS KEPADA KESELURUHAN KESEJAHTERAAN!

dōTERRA telah meningkatkan bilangan Unit Pembentukan Koloni (CFU) PB Assist+ hingga 12 billion kultur probiotik hidup yang menakjubkan! Formulasi yang diperkukuh ini menyokong mikrobioma usus yang sihat, meningkatkan pencernaan yang lebih baik dan keseluruhan kesejahteraan.

PENERANGAN PRODUK

PB Assist+ merupakan serbuk epal yang sedap yang diperkaya dengan campuran bersinergi bifidus dan lactobacillus dari Jepun dan Perancis, termasuk *Bifidobacterium longum* BB536, *Bifidobacterium breve* M-16V dan *Lactobacillus rhamnosus* GG. Ditambah lagi dengan fiber dietari Inulin, serbuk mastik dan Beri Merah yang menjadi komplen yang amat baik dengan diet harian anda.



BAHAN-BAHAN



Bifidobacterium longum BB536 and *Bifidobacterium breve* M-16V

Memberi manfaat yang konsisten dalam meningkatkan keadaan gastro-usus, pemeliharaan keseimbangan mikroflora usus, reaksi imun, dan perlindungan terhadap pertumbuhan mikrobiota.



Lactobacillus rhamnosus GG

Mikroorganisma yang baik dan menyokong koloni mikroflora yang sihat dalam usus dengan mendorong kolonisasi yang sihat dan berfungsi lebih tinggi di dalam saluran usus.



Serbuk Mastik

Pengubatan tradisional Yunani untuk meringankan gangguan gastro-usus selama >2500 tahun.



Buah Merah termasuk Elderberi, Anggur Hitam dan Chokeberi

Kaya dalam antosianin untuk meningkatkan imuniti. Tinggi dengan antioksidan. Sainifik terbukti bahawa ia membantu mengurangkan jumlah masa dan kecemasan saluran pernafasan bahagian atas badan.



Fiber Dietari Inulin

Berfungsi sebagai sumber makanan untuk meningkatkan jumlah bakteria dengan tuntutan kesihatan yang diizinkan oleh Kementerian Kesihatan (MOH).



APA YANG BUAT PB Assist+[®] UNIK?

PB Assist+ dōTERRA Malaysia adalah satu campuran berhak cipta yang terdiri daripada tiga strain aktif mikro organisma probiotik yang baik yang menyokong koloni sihat mikrobiota baik dalam usus. PB Assist+ termasuk strain aktif *Bifidobacterium longum* BB536, *Bifidobacterium breve* M-16V, dan *Lactobacillus rhamnosus* GG untuk meningkatkan bilangan bakteria baik dan untuk mengekalkan kesihatan usus kita, dan Chios Mastiha untuk kelegaan dari gangguan gastro-usus dan antioksidan.

Manfaat Utama

- Mengurangkan ketidakselesaan perut sekali-sekala
- Membentuk mikrobiota usus yang sihat
- Meningkatkan keadaan yang sihat di sekitar usus
- Meningkatkan perkembangan bakteria bermanfaat
- Menyokong fungsi imun

Teknologi proses pengeringan-beku pada suhu rendah probiotik membantu untuk menyediakan kestabilan yang lebih baik bagi probiotik itu walaupun pada suhu bilik.



ARAHAN PENGGUNAAN

Adalah disyorkan untuk mengambil dua sachet sehari pada bulan pertama. Satu sachet sehari pada bulan kedua and seterusnya. Tuang kandungan sachet terus ke dalam mulut atau campur dengan air, jus, atau minuman kegemaran dan minum serta-merta. Jangan campur dengan air panas.

LANGKAH BERJAGA-JAGA

Sesetengah orang mungkin mengalami perubahan sistem pencernaan semasa percubaan pertama prebiotik dan probiotik. Bagi kebanyakan orang, simptom-simptom ini adalah ringan dan seharusnya hilang selepas beberapa hari. Wanita mengandung atau yang sedang menyusukan dan orang dengan keadaan perubatan yang diketahui harus berunding dengan seorang doktor sebelum penggunaan. Jangan gunakan jika kotak atau sachet sudah dibuka.

Nota: Walaupun PB Assist+ menggunakan kaedah pengeringan-beku yang unik untuk mengekalkan keberkesanan dan kecergasannya dengan menjadikannya tidak perlu untuk menyejuk, adalah disyorkan agar kotak PB Assist+ yang masih belum dibuka dan selepas dibuka disimpan di tempat yang sejuk, dan keadaan yang kering di bawah 25°C, jauhkan dari pancaran matahari langsung.

Mulai April 2023

JUAL

> 28,000

KOTAK



Imbas QR untuk Video
Apa Kata Testimonial